

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Septina 8 Para Wb E Elisa - Q92599

Número do item: CM0003593



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-Septina 8 de alta qualidade validado para WB e ELISA. Reage com Septina-8 humana, de camundongo e de rato, uma GTPase citosquelética envolvida na secreção plaquetária e no tráfego de BACE1. Ideal para pesquisa em Alzheimer e neurociência.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Septin 8 Rabbit mAb
Observações/Alias	SEP2; SEPT8; Septin 8
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	23176
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-100 da Septina 8 humana (NP_001287728.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q92599
Peso da Proteína	56kDa
Transporte	Saco de gelo