

Anticorpo Monoclonal Anti-Serca1/Atp2A1 Para Wb, If-P, Elisa - O14983

Número do item: CM0003277

introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho direcionado a SERCA1/ATP2A1 humano (O14983). Adequado para Western blot, imunofluorescência e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Ideal para pesquisa de bombas de cálcio.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SERCA1/ATP2A1 Rabbit mAb
Observações/Alias	ATP2A; SERCA1; SERCA1/ATP2A1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	487
GeneID	487
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 900-1001 de SERCA1/ATP2A1 humano (O14983).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	O14983
Peso Proteico	95kDa/110kDa
Transporte	Bolsa de gelo