

Anticorpo Policlonal Anti-Serca1/Atp2A1 Para Wb - O14983

Número do item: CM0012915

introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o SERCA1/ATP2A1. Validado para Western blot e ELISA, reage cruzadamente com camundongo. Adequado para pesquisa sobre transporte de cálcio no músculo esquelético.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SERCA1/ATP2A1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	ATP2A; SERCA1; SERCA1/ATP2A1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	487
GeneID	487
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 901-1001 do SERCA1/ATP2A1 humano (NP_775293.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	O14983
Peso da Proteína	110kDa
Envio	Saco de gelo