

Anticorpo Monoclonal Anti-Serca2/Atp2A2 Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P16615

Número do item: CM0002974



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra SERCA2/ATP2A2, validado para WB, IF/ICC, IP, ELISA; reage de forma cruzada com humano, rato, camundongo. Ideal para estudos de transporte de cálcio e função do RE/RS.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho SERCA2/ATP2A2
Observações/Apelido	DD, DAR, ATP2B, SERCA2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	488
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 943-1042 do SERCA2/ATP2A2 humano (P16615).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P16615
Peso Proteico	115 kDa
Envio	Em saco de gelo