

## Anticorpo Policlonal Anti-Serca2/Atp2A2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P16615

Número do item: CM0014713



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra SERCA2/ATP2A2 humano, validado para Western blot, IHC-P, IF/ICC e ELISA; apresenta reação cruzada com camundongo e rato. Adequado para pesquisas sobre sinalização de cálcio e estresse do RE.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | SERCA2/ATP2A2 pAb de coelho                                                                                            |
| Observações/Apelido | DD; DAR; ATP2B; SERCA2; SERCA2/ATP2A2                                                                                  |
| Espécie             | Humano                                                                                                                 |
| ID do Gene (Humano) | 488                                                                                                                    |
| ID do Gene          | 488                                                                                                                    |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência entre os aminoácidos 1-80 de SERCA2/ATP2A2 humano (NP_733765.1). |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                 |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                 |
| Aplicação           | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                               |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo, Rato                                                                                               |
| SWISS               | P16615                                                                                                                 |
| Peso da Proteína    | 115 kDa                                                                                                                |
| Envio               | Bolsa de gelo                                                                                                          |