

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Serca2/Atp2A2 Para Wb, Ihc-P - P16615

Número do item: CM0015811



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à SERCA2/ATP2A2 humana (P16615), validado para Western blot, imuno-histoquímica (parafina) e ELISA. Apresenta reação cruzada com camundongo e rato. Ideal para estudos de transporte de cálcio e das membranas do RE/RS.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SERCA2/ATP2A2 pAb de Coelho
Observações/Apelidos	DD; DAR; ATP2B; SERCA2; SERCA2/ATP2A2
Espécie	Humano
GeneID (humano)	488
GeneID	488
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 111-253 da SERCA2/ATP2A2 humana (NP_733765.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	P16615
Peso da Proteína	115 kDa
Envio	Bolsa de gelo