

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Serinc1 Para Wb, Ihc-P E Elisa - Q9Nrx5

Número do item: CM0021605

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao SERINC1 humano (incorporador de serina 1), validado para aplicações de Western blot, IHC-P e ELISA, com reatividade cruzada com rato e camundongo. Adequado para investigar a biossíntese de fosfatidilserina e esfingolipídios.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SERINC1 Rabbit pAb
Observações/Apêndice	TDE2; TMS2; TDE1L; TMS-2; SERINC1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	57515
GeneID	57515
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 350-453 do SERINC1 humano (NP_065806.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9NRX5
Peso Proteico	50kDa
Envio	Saco de gelo