

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Serina Racemase Para Wb E Elisa - Q9Gzt4

Número do item: CM0003854



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho Anti-Serina racemase, reativo com humano, para aplicações em WB e ELISA. A serina racemase converte L-serina em D-serina, um co-agonista dos receptores NMDA; relevante em estudos de neurologia e esquizofrenia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-Serina racemase
Nome Alternativo	ILV1, ISO1, Serina racemase
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	63826
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-100 da Serina racemase humana (NP_068766.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9GZT4
Peso Proteico	37kDa
Envio	Em saco de gelo