

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Serine Racemase (Srr) Para Wb, Elisa - Q9Gzt4

Número do item: CM0025463



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra serina racemase humana (SRR) para WB e ELISA. Reage cruzadamente com humano, camundongo, rato. Peso molecular: 37kDa. Ideal para estudos de síntese de D-serina e receptor NMDA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SRR Rabbit pAb
Observações/Apelido	ILV1; ISO1; SRR
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	63826
GeneID	63826
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-340 da SRR humana (NP_068766.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9GZT4
Peso da Proteína	37kDa
Envio	Saco de gelo