

Anticorpo Policlonais Contra O Transportador De Serotonina Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q60857

Número do item: CM0030214

introdução

Este anticorpo policlonal de coelho tem como alvo a região N-terminal do transportador de serotonina de camundongo (SERT/Slc6a4). Validado para WB, IHC-P, ELISA; apresenta reatividade cruzada com camundongo e rato. Ideal para estudos de sinalização de serotonina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Transportador de serotonina pAb de coelho
Observações/Apelidos	Htt; Sert; 5-HTT
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	6532
GeneID	15567
Imunógeno	Proteína recombinante (proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-85 do transportador de serotonina de camundongo (NP_034614.2))
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q60857
Peso da Proteína	70 kDa
Envio	Saco de gelo