

Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-Serpina10 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Uk55

Número do item: CM0026829



introdução

Anticorpo policlonico de coelho anti-SERPINA10 de alta qualidade validado para Western blot, IHC-P e ELISA. Reconhece SERPINA10 humano (Inibidor de protease dependente de Proteína Z) de humano, camundongo e rato, essencial para pesquisas de coagulação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SERPINA10 Rabbit pAb
Observações/Alias	PZ1; ZPI; SERPINA10
Espécie	Humano
GeneID (humano)	51156
GeneID	51156
Imunógeno	Proteína recombinante
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9UK55
Peso da Proteína	51kDa
Envio	Bolsa de gelo