

Anticorpo Policlonal Anti-Serpina12 Para Wb, Elisa - Q8lw75

Número do item: CM0030720



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao SERPINA12 humano (Vaspina). Validado para WB e ELISA; reage de forma cruzada com humanos e camundongos. Adequado para estudos de ação da insulina e tecido adiposo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SERPINA12 Coelho pAb
Observações/Apelido	OL-64; SERPINA12
Espécie	Humano
GeneID	145264
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-320 do SERPINA12 humano (NP_776249.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q8IW75
Peso Proteico	47kDa
Envio	Saco de Gelo