

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Serpina6 Para Wb, Elisa - P08185

Número do item: CM0028376



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra SERPINA6 humano (globulina ligadora de corticosteroides/transcortina), validado para Western blot e ELISA. Ideal para investigar o transporte de glicocorticoides e a biologia dos hormônios esteroides.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SERPINA6 Rabbit pAb
Observações/Apelido	CBG; SERPINA6
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	866
ID do Gene	866
Imunogénio	Proteína recombinante; Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 136-405 do SERPINA6 humano (NP_001747.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P08185
Peso da Proteína	45kDa
Envio	