

Anticorpo Policlonal Anti-Serpina9 Para Wb, Elisa - Q86Wd7

Número do item: CM0020747

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra SERPINA9 humano (Serpina A9), validado para Western blot e ELISA. Adequado para estudar a biologia de células B do centro germinativo e a função das serpinas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho para SERPINA9
Observações/Apelido	GCET1; SERPINA11; SERPINA11b; SERPINA9
Espécie	Humano
GeneID (humano)	327657
GeneID	327657
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 110-210 da SERPINA9 humana (NP_783866.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q86WD7
Peso Proteico	47kDa
Envio	Em saco de gelo