

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Serpinb1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P30740

Número do item: CM0029909



introdução

Anticorpo policlonal de coelho Anti-SERPINB1 para detecção do inibidor de elastase de leucócitos em WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage de forma cruzada com humano, rato, rato. Suporta estudos de imunidade inata e inibição de protease.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SERPINB1 Rabbit pAb
Observações/Apêndice	EI; LEI; PI2; MNEI; PI-2; HEL57; M/NEI; ELANH2; HEL-S-27; SERPINB1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1992
GeneID	1992
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 100-379 do SERPINB1 humano (NP_109591.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	P30740
Peso Proteico	43kDa
Envio	Bolsa de gelo