

Anticorpo Policlonal Anti-Serpinb13 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Uiv8

Número do item: CM0017244

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à SERPINB13 (Hurpin/Headpin). Validado para WB, IF/ICC, ELISA; reage com humano, camundongo e rato. PM previsto de 44 kDa. Ideal para estudos de biologia da pele e diferenciação de queratinócitos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SERPINB13 Rabbit pAb
Observações/Alias	HUR7; PI13; headpin; HSHUR7SEQ; SERPINB13
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5275
GeneID	5275
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-140 da SERPINB13 humana (NP_036529.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9UIV8
Peso da Proteína	44kDa
Envio	Bolsa de gelo