

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Serpinb2/Pai-2 Para Wb E Elisa - P05120

Número do item: CM0020520



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra SERPINB2 (PAI-2) humano para Western blot (WB) e ELISA. Este reagente apoia pesquisas sobre a inibição do ativador do plasminogênio do tipo uroquinase, a função das serpinas e aplicações relacionadas em IVD.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	SERPINB2 Rabbit pAb
Observações/Alcunhas	PAI; PAI2; PAI-2; PLANH2; HsT1201; SERPINB2
Espécie	Humano
ID do gene (humano)	5055
ID do gene	5055
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-415 da SERPINB2 humana (NP_002566.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humano
SWISS	P05120
Peso molecular	47 kDa
Envio	Bolsa de gelo