

Anticorpo Policlonal Anti-Serpinb6 Para Wb, Elisa - P35237

Número do item: CM0029239

introdução

Anticorpo policlonal de coelho SERPINB6 validado para WB e ELISA, reagindo com humano, camundongo e rato. Ideal para estudar a inibição de proteases de serina, perda auditiva e regulação de proteínas citoplasmáticas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SERPINB6 Rabbit pAb
Observações/Apelido	CAP; PI6; PTI; PI-6; SPI3; DFNB91; MSTP057; SERPINB6
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5269
GeneID	5269
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 180-300 do SERPINB6 humano (NP_004559.4).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P35237
Peso da Proteína	43kDa
Envio	Saco de gelo