

Anticorpo Policlonal Coelho Anti-Serpinb9 (Pi9/Cap-3) Para Wb, If/Icc, Elisa - P50453

Número do item: CM0030048



introdução

Anticorpo policlonal coelho SERPINB9 grau IVD validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reconhece serpina B9 humana, de rato e camundongo (PI9/CAP-3), um inibidor citoplasmático da granzima B. Ideal para pesquisa de apoptose e regulação imunológica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SERPINB9 pAb Coelho
Observações/Apelido	PI9; CAP3; PI-9; CAP-3; SERPINB9
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5272
ID do Gene	5272
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo aminoácidos 170-308 da SERPINB9 humana (NP_004146.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P50453
Peso Proteico	42kDa
Envio	Saco de gelo