


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Serpinc1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P01008

Número do item: CM0003863



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade específico para SERPINC1 humano (Antitrombina-III). Validado para Western Blot, IHC-P e ELISA; reage cruzadamente com humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisas de coagulação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SERPINC1 mAb de Coelho
Observações/Apelido	AT3, AT3D, ATIII, THPH7, ATIII-R2, ATIII-T1, ATIII-T2, SERPINC1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	462
ID do Gene	462
Imunógeno	Peptídeo Sintético: Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do SERPINC1 humano (P01008).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P01008
Peso da Proteína	58kDa
Envio	Saco com gelo