


Anticorpo Policlonal Anti-Serpine2 Para Wb, Elisa - P07093

Número do item: CM0016119



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a SERPINE2 (nexina derivada da glia/nexina 1 da protease), validado para WB e ELISA com reatividade cruzada com camundongo e rato. Swiss P07093.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho contra SERPINE2
Observações/Apelidos	GDN; PI7; PN1; PNI; PI-7; PN-1; GDNPF; SERPINE2
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	5270
GeneID	5270
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	P07093
Peso da Proteína	44 kDa
Envio	Bolsa de gelo