


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Serpine2 Para Wb, Elisa - P07093

Número do item: CM0027906



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que reconhece SERPINE2 humano (Glia-derived nexin, PN-1). Validado para WB e ELISA; apresenta reatividade cruzada com camundongo. Ideal para estudos de inibição de serina protease e neurogênese.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SERPINE2 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	GDN; PI7; PN1; PNI; PI-7; PN-1; GDNPF; SERPINE2
Espécie	Humano
GeneID (humano)	5270
GeneID	5270
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-398 da SERPINE2 humana (NP_006207.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P07093
Peso da Proteína	44kDa
Envio	Bolsa de gelo