

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Serpinf2 Para Wb E Elisa - P08697

Número do item: CM0013045

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra SERPINF2 (alfa-2-antiplasmina). Validado para WB e ELISA, reage cruzadamente com humano, camundongo, rato. Ideal para pesquisa de fibrinólise e serpinas. - P08697

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SERPINF2 Rabbit pAb
Observações/Apeliido	AAP, API, PLI, A2AP, alpha2AP, ALPHA-2-PI, SERPINF2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5345
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 302-491 do SERPINF2 humano (NP_001159392.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P08697
Peso da Proteína	55kDa
Envio	Saco de gelo