


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Serping1 Para Wb E Elisa - P05155

Número do item: CM0002798



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra SERPING1 humano (Inibidor de protease plasmática C1), validado para WB e ELISA com reatividade cruzada para camundongo e rato. Ideal para estudos da via do complemento.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SERPING1 mAb de Coelho
Observações/Alias	C1IN; C1NH; HAE1; HAE2; C1INH; SERPING1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	710
ID do Gene	710
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 150-250 de SERPING1 humano (P05155).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P05155
Peso da Proteína	55kDa
Envio	Bolsa de gelo