


Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-Serping1 Para Wb, If/Icc, Elisa - P05155

Número do item: CM0019930



introdução

Anticorpo policlonico de coelho anti-SERPING1 validado para aplicações WB, IF/ICC e ELISA. Reage cruzadamente com SERPING1 humano, de camundongo e rato. Adequado para estudos de via do complemento, coagulação e geração de cinina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SERPING1 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	C1IN; C1NH; HAE1; HAE2; C1INH; SERPING1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	710
GeneID	710
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 201-500 da SERPING1 humana (NP_001027466.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P05155
Peso da Proteína	55kDa
Transporte	Bolsa de gelo