


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Serping1 Para Wb, If/Icc, Elisa - P05155

Número do item: CM0016494



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a SERPING1 humana (inibidor C1). Validado para WB, IF/ICC, ELISA com reatividade cruzada para camundongo e rato. Ideal para pesquisa de via do complemento, coagulação e sistema da cinina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SERPING1 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	C1IN, C1NH, HAE1, HAE2, C1INH, SERPING1
Espécie	Humano
GeneID	710
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 23-500 da SERPING1 humana (NP_000053.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P05155
Peso da Proteína	55kDa
Transporte	Bolsa de gelo