


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Serpini1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q99574

Número do item: CM0013327



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra a SERPINI1/neuroserpina humana, adequado para WB, IHC-P e ELISA. Apresenta reação cruzada com camundongo e rato. Ideal para o estudo da plasticidade sináptica, neurodegeneração e inibição de proteases em tecidos cerebrais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do produto	SERPINI1 pAb de coelho
Observações/alias	PI12; HNS-S1; HNS-S2; neuroserpina; SERPINI1
Espécie	Humana
GeneID (humano)	5274
GeneID	5274
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 181-410 da SERPINI1 humana (NP_005016.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade cruzada	Camundongo, rato
SWISS	Q99574
Peso da proteína	46 kDa
Envio	Bolsa de gelo