

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Serpini2 Para Wb, If-P, Elisa - 075830

Número do item: CM0013626

introdução

Anticorpo policlonal de coelho SERPINI2 validado para Western blot, imunofluorescência (IF-P) e ELISA. Detecta SERPINI2 humano e mostra reatividade cruzada com camundongo e rato, apoiando pesquisas em inibidores de protease e pâncreas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho SERPINI2
Observações/Apelido	MEPI; PI14; PANCPIN; TSA2004; SERPINI2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5276
GeneID	5276
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 56-405 do SERPINI2 humano (NP_006208.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	075830
Peso Proteico	46kDa
Envio	Saco de Gelo