


Anticorpo Policloal De Coelho Anti-Sesn2 Para Wb, Elisa - P58004

Número do item: CM0016378



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a SESN2 (Sestrina-2/HI95) humano, validado para WB e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo. Ideal para pesquisa em sinalização mTOR e estresse oxidativo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SESN2 pAb de Coelho
Observações/Apelidos	HI95; SES2; SEST2; SESN2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	83667
Imunógeno	Proteína recombinante
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P58004
Peso da Proteína	54kDa
Envio	Bolsa de gelo