

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Sestrin 1 (Pa26/Sest1) Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y6P5

Número do item: CM0002237

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra sestrin 1 humana (PA26/SEST1), validado para WB, IHC-P e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo. Ideal para estudar sinalização TORC1, estresse oxidativo e regulação metabólica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	sestrin 1 Rabbit mAb
Observações/Apelido	PA26; SEST1; sestrin 1
Espécie	Humana
ID do Gene	27244
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 100-200 da sestrin 1 humana (Q9Y6P5).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana, Camundongo
SWISS	Q9Y6P5
Peso da Proteína	57kDa
Envio	Saco com gelo