


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Sestrina 2 Para Wb, Elisa - P58004

Número do item: CM0007304



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra Sestrina 2 validado para WB e ELISA, com reação cruzada com SESN2 humana, de camundongo e de rato. Este regulador metabólico induzível por estresse é um sensor de leucina que modula o mTORC1; adequado para pesquisas sobre estresse oxidativo e sinalização de nutrientes.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de coelho contra Sestrina 2
Observações/Alias	HI95; SES2; SEST2; Sestrina 2
Espécie	Humana
GeneID (humano)	83667
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo os aminoácidos 300-400 da Sestrina 2 humana (NP_113647.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reação Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P58004
Peso da Proteína	54kDa
Envio	Bolsa de gelo