


Anticorpo Policlonal Anti-Set1A Para Wb, Elisa - O15047

Número do item: CM0022164



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado a SET1A humana (O15047), validado para WB e ELISA; reage cruzadamente com humano e camundongo. Ideal para pesquisa de remodelação de cromatina e metilação de histonas.

[Saiba mais](#)

Parâmetros Principais	Detalhes
Nome do Produto	SET1A Rabbit pAb
Observações/Apelidos	Set1; EPEDD; KMT2F; Set1A; NEDSID; SET1A
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	9739
GeneID	9739
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo os aminoácidos 258-458 da SET1A humana (O15047)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	O15047
Peso Proteico	186kDa
Envio	Bolsa de gelo