

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Setbp1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y6X0

Número do item: CM0030226

introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-SETBP1 de alta especificidade para Western blot, imunofluorescência e ELISA. Reage com SETBP1 humano (175kDa). Útil para estudar leucemias mieloides e deficiência intelectual.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SETBP1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	SEB; MRD29; SETBP1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	26040
ID do Gene	26040
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-242 do SETBP1 humano (NP_001123582.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9Y6X0
Peso Molecular da Proteína	175kDa
Envio	Saco de gelo