

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Setd1B Para Wb E Elisa - Q9Ups6

Número do item: CM0019895



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra SETD1B humano (KMT2G), adequado para Western blotting (WB) e ELISA. Reage com amostras humanas, de camundongo e de rato. Para pesquisas em biologia da cromatina e hematopoiese.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	SETD1B Rabbit pAb
Observações/Apelido	KMT2G; Set1B; IDDSELD; SETD1B
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	23067
GeneID	23067
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1673-1770 da SETD1B humana (NP_001340274.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo, rato
SWISS	Q9UPS6
Peso da proteína	213 kDa
Envio	Bolsa de gelo