


Anticorpo Policlonal Anti-Setd2 Para Wb, Elisa - Q9Byw2

Número do item: CM0018249



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao SETD2 humano, uma histona metiltransferase. Validado para WB e ELISA, com reatividade cruzada para humano. Adequado para pesquisa em epigenética, câncer e reparo de DNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SETD2 Coelho pAb
Observações/Apelido	LLS, HYPB, SET2, HIF-1, HIP-1, KMT3A, MRD70, RAPAS, HBP231, HSPC069, p231HBP, SETD2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	29072
GeneID	29072
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 803-1103 do SETD2 humano (NP_054878.5).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9BYW2
Peso Proteico	288kDa
Envio	Bolsa de Gelo