


Anticorpo Policlonais Anti-Setd2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q9Byw2

Número do item: CM0029520



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-SETD2 de alta qualidade validado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Atua na histona metiltransferase envolvida em H3K36me3, reparo de DNA e regulação da transcrição.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SETD2 pAb de coelho
Observações/Apelidos	LLS; HYPB; SET2; HIF-1; HIP-1; KMT3A; MRD70; RAPAS; HBP231; HSPC069; p231HBP; SETD2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	29072
GeneID	29072
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 2475-2564 do SETD2 humano (NP_054878.5)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9BYW2
Peso Proteico	288kDa
Envio	Bolsa de gelo