

Anticorpo Policlonal Anti-Setd3 Para Wb, Ip, Elisa - Q86Tu7

Número do item: CM0018943



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra SETD3 humano (hSETD3/C14orf154), validado para WB, IP, ELISA. Específico para actina-histidina N-metiltransferase, ~67 kDa. Ideal para estudos de citoesqueleto e metilação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SETD3 pAb de Coelho
Observações/Apelido	hSETD3; C14orf154; SETD3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	84193
GeneID	84193
Imunogénio	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 72-329 do SETD3 humano (NP_115609.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q86TU7
Peso da Proteína	67kDa
Envio	Saco de gelo