

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Setd5 Para If/Icc, Elisa - Q9C0A6

Número do item: CM0014484

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra SETD5 validado para IF/ICC e ELISA. Detecta SETD5 humano, uma histona metiltransferase envolvida no desenvolvimento cerebral e na regulação da cromatina. Ideal para pesquisas em neurodesenvolvimento e epigenética.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	SETD5 pAb de coelho
Observações/Alias	MRD23; SETD5A; SETD5
Espécie	Humana
GeneID (humano)	55209
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 520-740 de SETD5 humano (NP_001073986.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humana
SWISS	Q9C0A6
Peso da proteína	158 kDa
Transporte	Bolsa de gelo