

Anti-Setd5 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb - Q9C0A6

Número do item: CM0026916

introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o SETD5 humano, validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, com reatividade cruzada para camundongo e rato. Ideal para estudar a regulação da cromatina no desenvolvimento cerebral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SETD5 pAb de Coelho
Observações/Apelido	MRD23; SETD5A; SETD5
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	55209
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1054-1153 do SETD5 humano (NP_001073986.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9C0A6
Peso da Proteína	158kDa
Envio	Saco com gelo