

Anticorpo Policlonal Anti-Setd6 Para Wb, Elisa - Q8Tbk2

Número do item: CM0027756



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a SETD6 humana, uma N-lisina metiltransferase envolvida na sinalização de NF-κB e na auto-renovação de células-tronco. Validado para WB e ELISA; reage de forma cruzada com humano, rato e rato.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SETD6 Coelho pAb
Observações/Alias	SETD6
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	79918
GeneID	79918
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 301-473 da SETD6 humana (NP_001153777.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	Q8TBK2
Peso da Proteína	53kDa
Envio	Saco de gelo