


Anti-Setdb1 Anticorpo Policlonal De Coelho (Validado Por Ko) Para Wb, If-P, Elisa - Q15047

Número do item: CM0028862



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a histona metiltransferase SETDB1, validado por KO. Adequado para WB, IF-P, ELISA em humano, rato, camundongo. Ideal para estudar repressão transcricional, formação de heterocromatina e mecanismos epigenéticos em câncer e células-tronco.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KO] SETDB1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	ESET; KG1T; KMT1E; TDRD21; H3-K9-HMTase4; B1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	9869
GeneID	9869
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-397 do SETDB1 humano (NP_001230420.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q15047
Peso da Proteína	143kDa
Envio	Saco de gelo