

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Setdb2 Para Wb, Elisa - Q96T68

Número do item: CM0029905



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado ao SETDB2 humano (KMT1F), validado para Western blot e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato, tornando-o ideal para pesquisas epigenéticas sobre metilação de histonas e silenciamento gênico.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Policlonal de Coelho Anti-SETDB2 (pAb)
Observações/Apelido	CLLD8; CLLL8; KMT1F; C13orf4; SETDB2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	83852
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 148-378 do SETDB2 humano (NP_114121.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q96T68
Peso Proteico	82kDa
Envio	Em saco de gelo