


Anti-Setmar Anticorpo Policlonal De Coelho Para Ihc-P E Elisa - Q53H47

Número do item: CM0025396



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra SETMAR/Metnase humano para IHC-P e ELISA, direcionado a uma fusão de histona metiltransferase-transposase de 78kDa envolvida no reparo de DNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SETMAR pAb de Coelho
Observações/Apelido	Mar1; METNASE; SETMAR
Espécie	Humano
ID do Gene	6419
Imunôgenio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-300 do SETMAR humano (NP_006506.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q53H47
Peso da Proteína	78kDa
Envio	Saco de gelo