


Anti-Sf1 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb E Elisa - Q15637

Número do item: CM0029095



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra o fator de splicing 1 humano (SF1/BBP/ZFM1), validado para WB e ELISA com reatividade cruzada para camundongo. Ideal para pesquisa de splicing de mRNA e transcrição.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SF1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	BBP; MBBP; ZFM1; ZNF162; D11S636; ZCCHC25; SF1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7536
GeneID	7536
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-280 do SF1 humano (NP_973727.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q15637
Peso da Proteína	68kDa
Envio	Saco com gelo