


## Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Sf3A1 Para Wb, Elisa - Q15459

Número do item: CM0028822



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-SF3A1 de alta qualidade validado para WB e ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Tem como alvo a subunidade 1 do fator de splicing 3A, essencial para a montagem do spliceossomo e do splicing de pré-mRNA.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                                       |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | SF3A1 pAb de Coelho                                                                                                                         |
| Observações/Apelido | PRP21; PRPF21; SAP114; SF3A120; SF3A1                                                                                                       |
| Espécie             | Humano                                                                                                                                      |
| GeneID (humano)     | 10291                                                                                                                                       |
| GeneID              | 10291                                                                                                                                       |
| Imunógeno           | Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 715-785 do SF3A1 humano (Q15459) |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                                      |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                                      |
| Aplicação           | WB, ELISA                                                                                                                                   |
| Reatividade Cruzada | Camundongo, Rato                                                                                                                            |
| SWISS               | Q15459                                                                                                                                      |
| Peso Proteico       | 89kDa                                                                                                                                       |
| Envio               | Saco de gelo                                                                                                                                |