


Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Sf3A3 Para Wb, Elisa - Q12874

Número do item: CM0003944



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho Anti-SF3A3 para WB e ELISA, reconhecendo SF3A3 humano e de camundongo (59 kDa). Ferramenta essencial para pesquisa de spliceossomo e estudos de splicing de pré-mRNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SF3A3 Rabbit mAb
Observações/Apelido	PRP9; PRPF9; SAP61; SF3a60; SF3A3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	10946
GeneID	10946
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do SF3A3 humano (Q12874)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q12874
Peso Proteico	59kDa
Envio	Bolsa de Gelo