

Anticorpo Monoclonal Anti-Sf3B3/Sap130 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q15393

Número do item: CM0008427



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-SF3B3/SAP130 humano validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Detecta SF3B3 de humano, camundongo e rato. Adequado para pesquisa de splicing e estudos do spliceossomo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SF3B3/SAP130 Rabbit mAb
Observações/Alias	RSE1; SAP130; SF3b130; STAF130; SF3B3/SAP130
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	23450
GeneID	23450
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1101-1217 da SF3B3/SAP130 humana (Q15393)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q15393
Peso Proteico	136kDa
Envio	Bolsa de gelo