


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Sf3B4 Para Wb E Elisa - Q15427

Número do item: CM0023810



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-SF3B4 validado para WB e ELISA com amostras humanas, de camundongo e rato. Tem como alvo a subunidade 4 do fator de splicing 3B para pesquisa de spliceossomo - Q15427.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SF3B4 Rabbit pAb
Observações/Apelido	AFD1; Hsh49; SAP49; SF3b49; SF3B4
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	10262
GeneID	10262
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-200 do SF3B4 humano (NP_005841.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q15427
Peso Proteico	44kDa
Envio	