

Anticorpo Policlonal Anti-Sf3B6 Para Wb E Elisa - Q9Y3B4

Número do item: CM0018042



introdução

SF3B6 Rabbit pAb validado para WB e ELISA, detectando SF3B6 humano e de camundongo (14 kDa), um componente central da U2 snRNP essencial para a montagem do spliceossomo e o reconhecimento do sítio de ramificação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	SF3B6 Rabbit pAb
Observações/Alíás	P14; Ht006; SAP14; SAP14a; SF3B14; CGI-110; HSPC175; SF3B14a; SF3B6
Espécie	Humano
ID do gene (humano)	51639
ID do gene	51639
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-125 do SF3B6 humano (NP_057131.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo
SWISS	Q9Y3B4
Peso da proteína	15 kDa
Envio	Bolsa de gelo