


Anticorpo Monoclonal Anti-Sfpq Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P23246

Número do item: CM0004430



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-SFPQ de alta qualidade validado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Reage com humano, rato, rato. Tem como alvo o fator de splicing rico em prolina e glutamina envolvido no splicing de pré-mRNA, regulação transcricional e reparo de DNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho SFPQ
Observações/Apelido	PSF; POMP100; PPP1R140; SFPQ
Espécie	Humano
ID do Gene	6421
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 600-707 do SFPQ humano (P23246).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P23246
Peso Proteico	76kDa
Envio	Saco de Gelo